



[OLYMPUS CYF-5 / CYF 5 CYF5 FLEXIBLE FIBER CYSTOSCOPE 0 DOTS](#)

SKU: BO082025-NV

Das Olympus CYF-5 Flexible Fiber Cystoscope ermöglicht eine präzise und schonende Blasen Spiegelung dank seiner flexiblen Faseroptik. Es bietet ausgezeichnete Bildqualität und optimale Manövrierbarkeit für eine komfortable urologische Diagnostik.



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus CYF-5 / CYF 5 Flexible Fiber Cystoscope** ist ein hochwertiges medizinisches Instrument, das speziell für die urologische Endoskopie entwickelt wurde. Es ermöglicht eine präzise und schonende Untersuchung der Harnblase und der Harnröhre durch seine flexible Bauweise und exzellente optische Eigenschaften.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Flexible Faseroptik:** Das CYF-5 Cystoskop verfügt über eine flexible Faseroptik, die eine optimale Manövrierfähigkeit innerhalb der Harnwege gewährleistet und somit eine umfassende Visualisierung schwer zugänglicher Bereiche ermöglicht.
- **Hochwertige Bildqualität:** Dank der erstklassigen Lichtübertragung und optischen Konstruktion liefert das Gerät klare und kontrastreiche Bilder, die eine präzise Diagnostik unterstützen.
- **Ergonomisches Design:** Das handliche und gut ausbalancierte Design sorgt für eine komfortable Handhabung während der Untersuchung und reduziert die Ermüdung des Untersuchers.
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** Das CYF-5 eignet sich ideal für diagnostische Zystoskopien sowie für therapeutische Eingriffe in der Urologie.
- **Robustheit und Langlebigkeit:** Die hochwertige Verarbeitung und verwendeten Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion auch bei häufiger Nutzung.



Technische Spezifikationen:

- Typ: Flexibles Fiber Cystoskop
- Modell: CYF-5 / CYF 5
- Optik: Fiberoptische Lichtübertragung
- Durchmesser: *0 dOTS* (bitte genaue Angabe bei Bestellung beachten)
- Anschluss: Standardkompatibel zu Olympus Endoskopie-Systemen

Das Olympus CYF-5 Flexible Fiber Cystoscope ist ein unverzichtbares Werkzeug für Urologen, die Wert auf eine präzise Diagnostik und patientenschonende Untersuchungsmethoden legen. Die Kombination aus Flexibilität, exzellenter Bildqualität und robustem Design macht dieses Cystoskop zu einer erstklassigen Wahl im klinischen Alltag.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

