



[OLYMPUS ENDOBASE VERSOPN 10.1.2](#) [DICOM SYSTEM IMAGING SYSTEM](#) [WD11002A DICOM ENDOSCOPE DISPLAY](#)

SKU: B092022

Olympus Endobase Version 10.1.2 ist ein fortschrittliches DICOM-kompatibles Bildgebungssystem, das eine nahtlose Integration und Verwaltung von Endoskopie-Daten ermöglicht. Das System WD11002A bietet ein hochauflösendes Display für präzise Visualisierung und unterstützt effiziente Dokumentation und Archivierung medizinischer Bilddaten.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus Endobase Version 10.1.2** ist ein hochmodernes **DICOM Imaging System**, das speziell für den Einsatz in der Endoskopie entwickelt wurde. Dieses System bietet eine nahtlose Integration und Verwaltung medizinischer Bilddaten und unterstützt klinische Arbeitsabläufe durch effiziente Bildaufnahme, Speicherung und Übertragung.

Das Modell **WD11002A DICOM Endoscope Display** ist ein wesentlicher Bestandteil des Systems und ermöglicht eine hochauflösende Visualisierung von Endoskopiebildern direkt am Untersuchungsplatz. Das Display ist speziell auf die Anforderungen der endoskopischen Diagnostik abgestimmt und gewährleistet eine präzise und klare Bilddarstellung.

Wesentliche Merkmale und Vorteile:

- **DICOM-Kompatibilität:** Vollständige Unterstützung des DICOM-Standards (Digital Imaging and Communications in Medicine) für eine standardisierte Bildübertragung und -archivierung in Krankenhausinformationssysteme (KIS) und Bildarchivierungssysteme (PACS).
- **Benutzerfreundliche Oberfläche:** Intuitive Bedienung mit leicht zugänglichen Funktionen, die den Arbeitsfluss



im Klinikalltag optimieren.

- **Hohe Bildqualität:** Das Endoscope Display bietet eine exzellente Farbwiedergabe und Detailgenauigkeit, die für präzise Diagnosen unerlässlich sind.
- **Flexibilität und Integration:** Kompatibel mit einer Vielzahl von Olympus Endoskopen und anderen medizinischen Geräten, wodurch ein vielseitiger Einsatz möglich ist.
- **Sichere Datenverwaltung:** Sichere Speicherung und Verwaltung der Patientendaten gemäß aktuellen Datenschutzrichtlinien.
- **Effiziente Arbeitsabläufe:** Automatisierte Bildzuordnung und einfache Dokumentation verbessern die Effizienz im klinischen Alltag.

Das Olympus Endobase Version 10.1.2 mit dem WD11002A DICOM Endoscope Display ist somit eine zuverlässige Lösung für medizinische Einrichtungen, die Wert auf hochwertige Endoskopiebilder, sichere Datenverwaltung und eine nahtlose Integration in bestehende IT-Infrastrukturen legen. Es unterstützt Ärzte und medizinisches Fachpersonal dabei, Diagnosen schneller und präziser zu stellen, wodurch die Patientenversorgung maßgeblich verbessert wird.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

