



## [OLYMPUS ENDOEYE HD WA50012A 30 GRAD ENDOSKOP](#)

**SKU:** BF082025



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus Endoeye HD WA50012A 30 Grad Endoskop** ist ein hochmodernes medizinisches Instrument, speziell entwickelt für minimalinvasive chirurgische Eingriffe und diagnostische Verfahren. Es überzeugt durch seine herausragende Bildqualität und ergonomische Bauweise, die eine präzise Visualisierung und Handhabung gewährleisten.

### Produktmerkmale und technische Details:

- **Blickwinkel:** 30 Grad – ermöglicht eine optimale Sicht auf schwer zugängliche anatomische Strukturen und erleichtert die Navigation während der Endoskopie.
- **Bildqualität:** HD-Auflösung – liefert scharfe, kontrastreiche und detailreiche Bilder für eine präzise Diagnostik und sichere Durchführung von Eingriffen.
- **Optische Technologie:** Hochwertige Glasfaserkonstruktion und fortschrittliche Linsentechnologie sorgen für eine brillante Lichtdurchlässigkeit und minimieren Bildverzerrungen.
- **Kompatibilität:** Kompatibel mit Olympus Endoeye HD Kamerasystemen und Standard-Endoskopieplattformen, was eine flexible Integration in bestehende OP-Umgebungen ermöglicht.
- **Material und Verarbeitung:** Robustes, sterilisierbares Material für wiederholte Anwendungen unter Einhaltung strenger Hygienestandards.
- **Länge und Durchmesser:** Präzise Abmessungen, die eine optimale Balance zwischen Handhabungskomfort und Funktionalität bieten.

### Anwendungsbereiche:

- Laparoskopische Chirurgie
- Thorakoskopie
- Gynäkologische Eingriffe



- Urologische Untersuchungen
- Allgemeine minimalinvasive Diagnostik und Therapie

#### **Vorteile des Olympus Endoeye HD WA50012A 30 Grad Endoskops:**

- Verbesserte Sichtverhältnisse dank 30-Grad-Blickwinkel für präzise Orientierung im Operationsfeld.
- Hochauflösende HD-Bilder ermöglichen eine exakte Erkennung von Gewebestrukturen und Pathologien.
- Ergonomisches Design erleichtert die Handhabung und reduziert Ermüdungserscheinungen bei längeren Eingriffen.
- Hohe Kompatibilität garantiert reibungslosen Einsatz mit gängigen Kamerasystemen und Endoskopieeinheiten.
- Robuste und sterilisierbare Bauweise für maximale Patientensicherheit und Wirtschaftlichkeit.

Das Olympus Endoeye HD WA50012A 30 Grad Endoskop stellt somit eine zuverlässige und technisch ausgereifte Lösung für Chirurgen und medizinisches Fachpersonal dar, die Wert auf höchste Bildqualität und Bedienkomfort legen. Es unterstützt eine präzise Diagnostik und trägt maßgeblich zur Sicherheit und Effizienz minimalinvasiver Verfahren bei.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

