



OLYMPUS ENDOEYE HD WA50022B
ENDOSKOP 5.4MM 30° VIDEO-LAPAROSKOP

SKU: J122023-K

2.499,00 € 1.666,00 €

- **Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand
- **Lagerort:** Hamburg



Categories: [Starre Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- HD Video Laparoskop,
- PAL,
- 30° Blickwinkel,
- 5.4mm Durchmesser,
- für CV-180/190, ...
- Arbeitslänge 200mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

3 kg

Versand : Weltweit

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.

Lieferumfang

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

