



[OLYMPUS ENDOEYE WA50014L - WA 50014 L](#) [45°OPTIK LAPAROSKOPE](#)

SKU: BT082025



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus ENDOEYE WA50014L** ist ein hochwertiges Laparoskop mit einer **45° Optik**, speziell entwickelt für minimalinvasive chirurgische Eingriffe. Dieses Instrument zeichnet sich durch Präzision, hervorragende Bildqualität und ergonomisches Design aus, wodurch es Chirurgen eine optimale Sicht und Kontrolle während der Operation ermöglicht.

Produktmerkmale:

- **Optischer Winkel:** 45° – bietet eine ausgezeichnete Sicht auf anatomische Strukturen aus verschiedenen Perspektiven, was die Visualisierung komplexer Bereiche erleichtert.
- **Optikqualität:** Hochwertige Linsen mit exzellenter Lichttransmission sorgen für brillante, kontrastreiche Bilder und eine klare Darstellung der Operationsstelle.
- **Material:** Hochresistenter Edelstahl gewährleistet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit sowie eine einfache Reinigung und Sterilisation.
- **Design:** Kompaktes und ergonomisches Gehäuse ermöglicht eine komfortable Handhabung und präzise Führung während des Eingriffs.
- **Kompatibilität:** Das Laparoskop ist kompatibel mit gängigen Endoskopie-Systemen von Olympus und anderen Herstellern, was eine flexible Integration in bestehende operative Sets erlaubt.
- **Sterilisationsmethode:** Geeignet für Autoklav-Sterilisation, um höchste Hygiene- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Das Olympus ENDOEYE WA50014L ist ideal für verschiedene laparoskopische Anwendungen wie Cholezystektomie, Appendektomie, Hernienreparatur und gynäkologische Eingriffe. Durch den 45°-Blickwinkel können Chirurgen auch schwer zugängliche Bereiche sicher und effektiv visualisieren.

Vorteile auf einen Blick:



- Optimale Sichtverhältnisse durch hochwertigen 45°-Optikwinkel
- Robuste Bauweise für lange Lebensdauer und zuverlässige Nutzung
- Hervorragende Bildqualität unterstützt präzise Diagnostik und Therapie
- Einfache Handhabung und Integration in bestehende OP-Abläufe
- Kompatibel mit zahlreichen Endoskopie-Systemen

Mit dem Olympus ENDOEYE WA50014L erhalten Chirurgen ein präzises und langlebiges Instrument, das die Anforderungen moderner minimalinvasiver Chirurgie erfüllt und zu besseren Operationsergebnissen beiträgt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

