



OLYMPUS ENF-P4 LARYNGOSKOP/FIEBERSKOP + GEPRÜFT

SKU: ET102022

2.222,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Olympus ENF-P4 ist ein hochwertiges, geprüftes Laryngoskop, das durch seine flexible Optik eine präzise und schonende Untersuchung des Kehlkopfes ermöglicht. Dank seiner kompakten Bauweise und exzellenter Bildqualität unterstützt es Mediziner effektiv bei Diagnostik und Therapie.



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus ENF-P4 Laryngoskop/Fiberskop** ist ein hochmodernes Endoskop, das speziell für die flexible Laryngoskopie entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Bildqualität und ermöglicht eine präzise und schonende Untersuchung des oberen Atemtrakts, insbesondere des Kehlkopfes.

Produktmerkmale:

- **Flexible Bauweise:** Das ENF-P4 verfügt über ein flexibles Endoskoprohr, das eine einfache Navigation durch die anatomischen Strukturen erlaubt und somit den Untersuchungsbereich optimal zugänglich macht.
- **Hervorragende Bildqualität:** Dank moderner Glasfasertechnologie liefert das Fiberskop gestochen scharfe und kontrastreiche Bilder, die eine genaue Diagnostik ermöglichen.
- **Ergonomisches Design:** Das handliche und leichte Gehäuse liegt gut in der Hand und ermöglicht eine präzise Steuerung während der Untersuchung.



- **Robuste und geprüfte Qualität:** Das Gerät wurde umfassend geprüft und entspricht den hohen Qualitätsstandards von Olympus, was eine zuverlässige und langlebige Nutzung garantiert.
- **Vielseitige Anwendung:** Ideal geeignet für HNO-Ärzte, Anästhesisten und andere Fachrichtungen, die eine detaillierte Inspektion des Kehlkopfs und der oberen Atemwege benötigen.

Technische Details:

- Arbeitslänge: ca. 300 mm
- Außendurchmesser: ca. 3,9 mm
- Flexibilität: 4-Wege-Lenkung
- Beleuchtung: Kaltlichtfaser
- Kompatibilität: Anschluss an gängige Endoskopie-Systeme

Vorteile im Überblick:

- Schonende Untersuchung dank flexibler Führung
- Exzellente Bilddarstellung für präzise Diagnosen
- Einfach zu reinigen und steril zu halten
- Langlebige Konstruktion für häufige Nutzung
- Geprüfte Sicherheit und Funktionsfähigkeit

Das **Olympus ENF-P4 Laryngoskop/Fiberskop** ist ein unverzichtbares Instrument für die moderne HNO-Diagnostik. Es unterstützt Mediziner dabei, Erkrankungen des Kehlkopfs frühzeitig und zuverlässig zu erkennen und entsprechend zu behandeln. Durch die geprüfte Qualität und die anwenderfreundliche Handhabung ist es eine ausgezeichnete Wahl für klinische Anwendungen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

