



OLYMPUS ESG-400 - ESG400 - ESG 400 WITH FOOTSWITCH

SKU: EC042020-NV-



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Olympus ESG-400 ist ein leistungsstarkes elektrochirurgisches Gerät, das in vielen verschiedenen chirurgischen Bereichen zum Schneiden und Koagulieren von Gewebe verwendet wird. Mit seiner pragmatischen Steuerung, der Fußschalterbedienung und der zuverlässigen Leistung ist es ein wertvolles Gerät für Chirurgen in Endoskopie, Allgemeinchirurgie und anderen spezialisierten Bereichen. Es fällt unter die elektrochirurgischen Geräte und ist ein wichtiges Werkzeug für präzise und effektive Eingriffe.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

