



[OLYMPUS ETD4 ETD 4 BASIC GA THERMODESINFEKTOR DOM 2020](#)

SKU: AZ022024

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Reinigungs-/ Desinfektionsgerät mit einflügeliger Tür wird unter dem Tisch montiert und kann bis zu zwei flexiblen medizinischen Endoskopen auf einmal aufnehmen (optionale Kapazität für bis zu vier HNO-Endoskope).
Patientensicherheit Produktzuverlässigkeit Präzise Rückverfolgbarkeit und

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 3 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie abweichende Versandmodalitäten wie z.B. Expressversand wünschen. Unser Angebot beinhaltet keine Erledigung von Zoll- und Einfuhrmodalitäten.

Sie sind zu einer Besichtigung gerne willkommen





GALLERIE

