



## [OLYMPUS ETD4 ETD 4 BASIC GA THERMODESINFEKTOR DOM 2018](#)

**SKU:** FC022026

Der **Olympus ETD4 Basic GA Thermodesinfektor** aus dem Jahr 2020 gewährleistet zuverlässige und schonende Reinigung sowie Desinfektion medizinischer Instrumente. Mit modernster Technologie sorgt das Gerät für hohe Prozesssicherheit und optimale Hygiene im klinischen Alltag.



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Olympus ETD4 Basic GA Thermodesinfektor** ist ein hochmodernes Gerät, das speziell für die sichere und effektive Aufbereitung medizinischer Instrumente entwickelt wurde. Mit dem Modell *DOM 2020* bietet dieser Thermodesinfektor eine zuverlässige Lösung zur Desinfektion und Trocknung von Endoskopen und anderen empfindlichen medizinischen Geräten.

### Technische Merkmale und Funktionen:

- **Effiziente Thermodesinfektion:** Das Gerät gewährleistet eine zuverlässige thermische Desinfektion gemäß geltender Hygienestandards, um eine sichere Keimreduktion zu gewährleisten.
- **Schonender Aufbereitungsprozess:** Durch die präzise Temperaturregelung und kontrollierte Trocknung werden auch empfindliche Instrumente geschützt und deren Lebensdauer verlängert.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Steuerungselemente und ein übersichtliches Display ermöglichen eine einfache Handhabung sowie die Auswahl verschiedener Programme je nach Instrumententyp.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Der ETD4 Basic GA ist kompatibel mit einer Vielzahl von Endoskopen und medizinischen Instrumenten, was ihn zu einem vielseitigen Gerät in der Instrumentenaufbereitung macht.
- **Hygienische Sicherheit:** Automatische Protokollierung und Dokumentation der Aufbereitungszyklen erleichtern die Einhaltung hygienischer Anforderungen und unterstützen die Qualitätssicherung.

### **Anwendungsbereiche:**

Der Olympus ETD4 Thermodesinfektor eignet sich ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen, ambulanten Einrichtungen sowie in spezialisierten Endoskopiezentren. Er unterstützt das medizinische Personal dabei, höchste Hygienestandards einzuhalten und Patienten durch sichere Instrumentenaufbereitung bestmöglich zu schützen.

### **Vorteile auf einen Blick:**

- Zuverlässige thermische Desinfektion nach neuesten Standards
- Schonende Behandlung empfindlicher Instrumente
- Einfache Bedienung und vielseitige Programme
- Automatische Dokumentation für die Nachvollziehbarkeit
- Robustes und langlebiges Design

Mit dem **Olympus ETD4 ETD 4 Basic GA Thermodesinfektor DOM 2020** investieren Sie in eine hochwertige und effiziente Lösung zur Instrumentenaufbereitung, die den Anforderungen moderner medizinischer Einrichtungen gerecht wird und einen wichtigen Beitrag zur Patientensicherheit leistet.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

### **Versand**

Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 3 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie abweichende Versandmodalitäten wie z.B. Expressversand wünschen. Unser Angebot beinhaltet keine Erledigung von Zoll- und Einfuhrmodalitäten. Sie sind zu einer Besichtigung gerne willkommen



## GALLERIE

