



[OLYMPUS EVIS EXERA CV-160 , CLV-160](#)

SKU: CV052019

OLYMPUS EVIS EXERA CV-160 Video-Prozessor,
inkl. Pigtail MAJ 843,
Xenon Kaltlichtquelle CLV-160
Sehr guter Zustand

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

OLYMPUS EVIS EXERA CV-160 Video-Prozessor,
Xenon Kaltlichtquelle CLV-160
Sehr guter Zustand

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com



info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

