



OLYMPUS EXERA BF-160 VIDEO BRONCHOSCOPE

SKU: DO052019

Compatible with CV-180, CV-160, CV-140 and
CV-100 video processors

Diameter: 5.3mm

Working Length: 60cm

Instrument Channel: 2.0 mm

Field of View: 120 degrees

Angulation Range: Up: 180, Down: 130

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Compatible with CV-180, CV-160, CV-140 and CV-100 video processors

Diameter: 5.3mm

Working Length: 60cm

Instrument Channel: 2.0 mm

Field of View: 120 degrees

Angulation Range: Up: 180, Down: 130



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

