




[OLYMPUS GF-UCT140-AL5](#)

SKU: BO042024

~~14.000,00 €~~ **5.500,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Olympus GF-UCT140-AL5 ist ein hochauflösender, flexibler Ultraschallendoskop mit integriertem Ultraschalltransducer, der eine präzise Darstellung der gastrointestinalen Wand und angrenzender Strukturen ermöglicht. Es eignet sich ideal für diagnostische und therapeutische Eingriffe in der Endosonographie und bietet durch seine ergonomische Bauweise eine optimale Handhabung.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Offering a large working channel, the UCT140–AL5 is ideal for all kind of therapeutic applications in and around the digestive tract,
- Endoscopic functions
- Optical system Field of view 100°
- Direction of view 55° forward oblique
- Depth of field 3 to 100 mm
- Insertion tube Distal end outer diameter Ø14.6 mm
- Insertion tube outer diameter Ø12.6 mm
- Working length 1,250 mm
- Instrument channel Channel inner diameter Ø3.7 mm
- Minimum visible distance 6 mm
- Bending section Angulation range UP 130°, DOWN, 90°, RIGHT 90°, LEFT 90°



- Total length 1,575 mm
- Ultrasonic functions
- Display mode B-mode, M-mode, D-mode, Flow-mode, Powerflow-mode
- Scanning method Electrical curved linear array
- Scanning direction Parallel to the insertion direction
- Frequency 5, 6, 7.5, 10MHz
- Focusing Point Maximum 4 focusing points are available.
(between F1 to F16)
- Scanning range 180°
- Contacting method Ballon method
- Sterille de-aerated water immersion method

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

