



## OLYMPUS GIF-XT30 GASTROSCOPE

**SKU:** L032016

Instrumentenkanal, 6mm

Länge des Arbeitsteils, 1005 mm

Aussendurchmesser des Einschubteils, 3.2 mm

Blickwinkel (Grad)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

Instrumentenkanal, 6mm

Länge des Arbeitsteils, 1005 mm

Aussendurchmesser des Einschubteils, 3.2 mm

Blickwinkel (Grad)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Instrumentenkanal, 6mm

Länge des Arbeitsteils, 1005 mm

Aussendurchmesser des Einschubteils, 3.2 mm

Blickwinkel (Grad)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

