



**OLYMPUS HD TURM OTS-S7PRO + HDTV  
COMPATIBLE 1.2X AUTOKLAVE,.....**

**SKU:** BB052019

Sony Monitor LMD-2451MD  
Olympus UHI-3 Insufflator  
Olympus OTV-S7Pro Prozessor mit HDTV  
Kamerkopf + Tastatur  
Olympus CLV-S40PRO Lichtquelle  
Storz 283300 20 Arthropump

auf Rollbarem Gerätewagen

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Sony Monitor LMD-2451MD  
Olympus UHI-3 Insufflator  
Olympus OTV-S7Pro Prozessor mit HDTV Kamerkopf + Tastatur  
Olympus CLV-S40PRO Lichtquelle  
Storz 283300 20 Arthropump

auf Rollbarem Gerätewagen



Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

