



## OLYMPUS LF-1 INTUBATION SCOPE LF1 FIBER ENDOSCOPE

**SKU:** BX092017

**1.599,00 €**

Olympus LF-1 Intubation Fiberscope  
THE SCOPE IS IN EXCELLENT WORKING  
CONDITION.

Diameter: 4.2 mm.

Channel: 1.2 mm.

Angle of View: 100°.

Working Length: 600 mm.

Angulation: 120° Up/Down.

Keine Dots

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Olympus LF-1 Intubation Fiberscope

THE SCOPE IS IN EXCELLENT WORKING CONDITION.



Diameter: 4.2 mm.  
Channel: 1.2 mm.  
Angle of View: 100°.  
Working Length: 600 mm.  
Angulation: 120° Up/Down.  
Keine Dots

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com	
info@mtc-hamburg.com	
Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Weight</b>	10 kg
---------------	-------



## GALLERIE

