




[OLYMPUS MIELE ETD 3 PLUS PAA ETD3 PLUS PAA VOLLSTÄNDIG](#)

SKU: AP032023-NV

Olympus Miele ETD 3 Plus PAA ist ein hochwertiges, automatisiertes Desinfektionsgerät für flexible Endoskope, das höchste Sicherheits- und Hygienestandards gewährleistet. Das System bietet eine zuverlässige, effiziente Aufbereitung mittels Peressigsäure (PAA) und überzeugt durch einfache Handhabung sowie präzise Prozesskontrolle.



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#), [Dental und Zahnheilkunde](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus Miele ETD 3 Plus PAA** ist ein hochmodernes, vollautomatisiertes Gerät zur effizienten und sicheren Desinfektion von medizinischen Endoskopen und Instrumenten. Es kombiniert innovative Technologien, um eine zuverlässige und schonende Aufbereitung im klinischen Alltag zu gewährleisten.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Vollständige Desinfektion:** Das ETD 3 Plus PAA nutzt Peressigsäure (PAA) als wirksames Desinfektionsmittel, das eine schnelle und gründliche Mikrobioziddesinfektion sicherstellt.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberfläche mit übersichtlichem Touch-Display ermöglicht eine einfache Steuerung und Überwachung des Aufbereitungsprozesses.
- **Kompakte Bauweise:** Platzsparendes Design, ideal für unterschiedlichste klinische Umgebungen und Endoskopie-Abteilungen.
- **Umweltfreundliche Technologie:** Die Verwendung von Peressigsäure garantiert eine umweltschonende Aufbereitung ohne Rückstände oder schädliche Nebenprodukte.
- **Automatisierte Prozesskontrolle:** Integrierte Sensoren und Protokollierung sorgen für eine lückenlose



Dokumentation und Nachverfolgbarkeit aller Aufbereitungszyklen.

- **Kompatibilität:** Geeignet für eine Vielzahl von flexiblen und starren Endoskopen sowie zugehörigen Instrumenten.

Technische Details:

- Aufbereitungsverfahren: Chemische Desinfektion mit Peressigsäure (PAA)
- Zyklusdauer: Variabel, je nach Programm und Instrumententyp
- Kapazität: Mehrere Endoskope gleichzeitig möglich
- Bedienung: Touchscreen mit klarer Menüführung
- Dokumentation: Automatische Speicherung und Export von Aufbereitungsprotokollen

Das **Olympus Miele ETD 3 Plus PAA** erfüllt höchste Anforderungen an Hygiene- und Sicherheitsstandards in der medizinischen Endoskopie. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, die Patientensicherheit durch eine effektive und reproduzierbare Instrumentenaufbereitung zu erhöhen und gleichzeitig den Arbeitsablauf zu optimieren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

