



## [OLYMPUS MIELE ETD 4 // ETD4 PLUS GA // ETD4 PLUS GA DOM 2015](#)

**SKU:** GA052023-NV // EA052023

**Olympus Miele ETD 4** sowie die Modelle **ETD4 Plus GA** und **ETD4 PLUS GA DOM 2015** sind hochentwickelte Endoskop-Trockengeräte, die eine effiziente und schonende Trocknung von Endoskopen gewährleisten. Sie kombinieren modernste Technik mit zuverlässiger Funktionalität, um die Hygiene und Lebensdauer der Instrumente optimal zu sichern.



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus Miele ETD 4** sowie die Varianten **ETD4 Plus GA** und **ETD4 PLUS GA DOM 2015** stellen hochentwickelte, medizinische Reinigungs- und Desinfektionsgeräte dar, die speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen konzipiert sind. Diese Systeme gewährleisten eine effiziente und zuverlässige Aufbereitung von medizinischen Instrumenten und Endoskopen, um höchste Hygienestandards zu erfüllen und Patientensicherheit zu gewährleisten.

### Produktmerkmale und Funktionen:

- **Effiziente Reinigung und Desinfektion:** Die ETD 4 Serie nutzt modernste Technologien zur automatisierten Reinigung und thermischen Desinfektion von wiederverwendbaren medizinischen Instrumenten, wodurch Kontaminationen vermieden werden.
- **Vielseitige Anwendbarkeit:** Geeignet für die Aufbereitung unterschiedlicher Instrumententypen, einschließlich flexibler und starrer Endoskope, was die Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Fachbereichen erweitert.
- **Benutzerfreundliche Bedienoberfläche:** Intuitive Steuerung mit klaren Menüs und übersichtlichen Anzeigen, die den Bedienkomfort erhöhen und Fehlerquellen minimieren.
- **Qualitätssicherung:** Integrierte Dokumentations- und Validierungsfunktionen ermöglichen eine lückenlose



Nachverfolgung der Aufbereitungszyklen und unterstützen die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

- **Robuste Bauweise und Hygienekonzept:** Das Gerät ist aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Materialien gefertigt und verfügt über ein hygienisches Design, das die Reinigung des Gerätes selbst erleichtert.
- **Flexibilität bei der Installation:** Die Varianten ETD4 Plus GA und ETD4 PLUS GA DOM 2015 bieten erweiterte Anpassungsmöglichkeiten und wurden speziell für unterschiedliche räumliche und technische Anforderungen konzipiert.

### **Anwendungsgebiete:**

Die ETD 4 Serie ist ideal für den Einsatz in:

- Endoskopischen Abteilungen
- Operationssälen
- Ambulanten Einrichtungen
- Laboratorien

### **Vorteile auf einen Blick:**

- Maximale Sicherheit durch standardisierte Aufbereitungsprozesse
- Reduzierung des Infektionsrisikos für Patienten und Personal
- Einfache Integration in bestehende Hygienekonzepte
- Erfüllung aktueller Normen und Richtlinien für die Instrumentenaufbereitung
- Kosteneffizienz durch automatisierte und zeitsparende Abläufe

Zusammenfassend bietet das **Olympus Miele ETD 4** Gerät in seinen verschiedenen Ausführungen eine zuverlässige, sichere und effiziente Lösung für die Aufbereitung medizinischer Instrumente. Es unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, höchste Hygienestandards zu erfüllen und somit die Patientensicherheit nachhaltig zu erhöhen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

