




[OLYMPUS MIELE ETD 4 PLUS PAA // ETD4 PLUS PAA](#)

SKU: BB122025

Olympus Miele ETD 4 Plus PAA ist ein leistungsstarkes Desinfektionsgerät zur sicheren und effizienten Aufbereitung medizinischer Instrumente. Es gewährleistet durch den Einsatz von Peressigsäure (PAA) eine hohe Wirksamkeit gegen eine breite Palette von Mikroorganismen und erfüllt dabei höchste Hygienestandards.



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Olympus Miele ETD 4 Plus PAA** (Modellbezeichnung: ETD4 PLUS PAA DOM 2015) ist ein hochmodernes Sterilisationsgerät, das speziell für den medizinischen Bereich konzipiert wurde. Dieses Gerät bietet eine zuverlässige und effiziente Lösung zur sicheren Aufbereitung von medizinischen Instrumenten und Endoskopen unter Einhaltung höchster Hygienestandards.

Hauptmerkmale und Funktionen:

- **Fortschrittliche Sterilisationstechnologie:** Der ETD 4 Plus PAA verwendet eine innovative Peressigsäure (PAA)-basierte Sterilisation, die eine schnelle und gründliche Desinfektion gewährleistet. Diese Technologie ist besonders wirksam gegen ein breites Spektrum von Mikroorganismen, einschließlich Bakterien, Viren und Pilzen.
- **Materialschonende Aufbereitung:** Die Sterilisationsmethode ist schonend zu empfindlichen medizinischen Instrumenten und Endoskopen, wodurch deren Lebensdauer verlängert wird.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Das Gerät ist mit einem intuitiven Bedienfeld ausgestattet, das eine einfache Programmwahl und Überwachung des Sterilisationsprozesses ermöglicht. Klare Anzeigen und Alarmer sorgen für eine sichere und nachvollziehbare Anwendung.
- **Effiziente Prozesszeiten:** Die Sterilisationszyklen sind optimiert, um eine schnelle Verfügbarkeit der

Instrumente sicherzustellen und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards einzuhalten.

- **Integrierte Dokumentation:** Das System bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Prozessdokumentation und -nachverfolgung, was die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und Qualitätsstandards unterstützt.

Anwendungsbereiche:

Der Olympus Miele ETD 4 Plus PAA eignet sich ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, ambulanten Einrichtungen, Endoskopiezentren und Laboren, in denen eine sichere und schonende Aufbereitung von empfindlichen medizinischen Geräten erforderlich ist.

Technische Spezifikationen (Auszug):

- Sterilisationsverfahren: Peressigsäure (PAA) basierte chemische Sterilisation
- Kapazität: Für eine Vielzahl von Instrumenten und Endoskopen ausgelegt
- Bedienung: Elektronisches Touch-Display mit intuitiver Benutzerführung
- Dokumentation: Automatisierte Prozessaufzeichnung und Schnittstellen für externe Datenmanagementsysteme
- Sicherheitsfunktionen: Integrierte Sensoren und Alarmsysteme zur Überwachung der Prozessparameter

Zusammenfassend bietet der **Olympus Miele ETD 4 Plus PAA** eine exzellente Kombination aus Wirksamkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Er stellt eine erstklassige Lösung für die hygienisch einwandfreie Aufbereitung medizinischer Instrumente dar und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards in der Patientenversorgung zu gewährleisten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

