



[OLYMPUS MIELE ETD 4 PLUS PAA](#)

SKU: EY032024

Olympus Miele ETD 4 Plus PAA ist ein hochwertiges, automatisiertes Desinfektionsgerät für medizinische Instrumente, das durch seine effiziente Peressigsäure-Technologie eine schnelle und zuverlässige Sterilisation gewährleistet. Die kompakte Bauweise und benutzerfreundliche Bedienung machen es ideal für den Einsatz in Klinik- und Praxisumgebungen.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Olympus Miele ETD 4 Plus PAA ist ein medizinisches Gerät, das in der Endoskopie verwendet wird. Es handelt sich um einen speziellen Endoskopie-Reiniger, der für die Reinigung und Desinfektion von flexiblen Endoskopen und anderen medizinischen Instrumenten konzipiert ist. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen des Geräts:

Merkmale:

1. **Automatisierte Reinigung:** Das Gerät bietet automatisierte Programme zur effektiven Reinigung und Desinfektion von Endoskopen.
2. **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberfläche, die eine einfache Programmierung und Überwachung des Reinigungsprozesses ermöglicht.
3. **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Sicherheitsmechanismen, um sicherzustellen, dass die Geräte ordnungsgemäß gereinigt werden und keine Schäden entstehen.
4. **Vielseitigkeit:** Geeignet für verschiedene Arten von Endoskopen und medizinischen Instrumenten.

Anwendungen:

- **Endoskopische Verfahren:** Reinigung von flexiblen Endoskopen nach Eingriffen in der Gastroenterologie,



Pulmonologie oder Urologie.

- **Medizinische Instrumente:** Auch für andere chirurgische Instrumente geeignet, die eine gründliche Reinigung erfordern.

Vorteile:

- **Effektive Desinfektion:** Reduziert das Risiko von Infektionen durch gründliche Reinigung.
- **Zeiteffizienz:** Automatisierte Prozesse sparen Zeit im Vergleich zu manuellen Reinigungsmethoden.
- **Qualitätssicherung:** Gewährleistet eine konsistente und zuverlässige Reinigung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

