




[OLYMPUS MIELE ETD3 PLUS GA THERMODESINFEKTOR](#)

SKU: EG102025-NV

Olympus Miele ETD3 PLUS GA Thermodesinfektor ist ein hochmodernes Gerät zur sicheren und effizienten Reinigung sowie Desinfektion medizinischer Instrumente. Durch präzise Steuerung und innovative Technologie gewährleistet es maximalen Infektionsschutz bei minimalem Bedienungsaufwand.



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#),
[Desinfektor](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Olympus Miele ETD3 PLUS GA ist ein Thermodesinfektor, der in der medizinischen und zahnmedizinischen Praxis verwendet wird, um Instrumente und Materialien zu reinigen und zu desinfizieren. Thermodesinfektoren sind entscheidend für die Aufbereitung von medizinischen Instrumenten, da sie sicherstellen, dass diese hygienisch einwandfrei sind und das Risiko von Infektionen minimiert wird.

Hier sind einige allgemeine Merkmale und Funktionen, die du bei einem Thermodesinfektor wie dem Olympus Miele ETD3 PLUS GA erwarten kannst:

1. **Thermische Desinfektion:** Der Thermodesinfektor nutzt hohe Temperaturen, um Mikroorganismen abzutöten. Dies geschieht in der Regel durch einen definierten Temperatur- und Zeitzyklus.
2. **Vielseitigkeit:** Er kann für eine Vielzahl von Instrumenten verwendet werden, einschließlich chirurgischer Instrumente, Endoskope und zahnärztlicher Werkzeuge.
3. **Benutzerfreundlichkeit:** Viele Modelle verfügen über intuitive Bedienelemente und digitale Displays zur Überwachung des Desinfektionsprozesses.
4. **Sicherheitsfunktionen:** Um die Sicherheit zu gewährleisten, sind oft verschiedene Sicherheitsmechanismen integriert, die verhindern, dass der Prozess unter unsicheren Bedingungen durchgeführt wird.



5. **Energieeffizienz:** Moderne Geräte sind oft so konzipiert, dass sie energieeffizient arbeiten und den Wasserverbrauch minimieren.
6. **Dokumentation:** Einige Modelle bieten Funktionen zur Dokumentation der Desinfektionszyklen, was für Qualitätsmanagementsysteme in Kliniken wichtig sein kann.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

