



OLYMPUS MINI ETD MEDIZINISCHES REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSGERÄT

SKU: FQ062022-NV

OLYMPUS Mini ETD ist ein kompaktes medizinisches Reinigungs- und Desinfektionsgerät, das speziell für die sichere und effiziente Aufbereitung von Endoskopen entwickelt wurde. Es gewährleistet durch präzise Steuerung und validierte Prozesse eine zuverlässige Hygiene und trägt so maßgeblich zur Infektionsprävention bei.



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **OLYMPUS Mini ETD** ist ein hochmodernes medizinisches Reinigungs- und Desinfektionsgerät, das speziell für die Anforderungen in Klinik- und Praxisumgebungen entwickelt wurde. Es bietet eine effiziente, schonende und zuverlässige Aufbereitung von Endoskopen und anderen empfindlichen medizinischen Instrumenten.

Mit seiner kompakten Bauweise ist das Mini ETD ideal für Räume mit begrenztem Platzangebot geeignet, ohne dabei Kompromisse bei der Reinigungsleistung einzugehen. Das Gerät unterstützt eine schnelle und gründliche Aufbereitung, die den hohen hygienischen Standards moderner Medizinprodukte gerecht wird.

Wesentliche Merkmale und Vorteile des OLYMPUS Mini ETD:

- **Effiziente Reinigung und Desinfektion:** Das Gerät verwendet ein automatisiertes Verfahren, das die sichere Entfernung von biologischen Rückständen und Mikroorganismen gewährleistet.
- **Schonende Behandlung:** Speziell entwickelte Programme schützen empfindliche Endoskop-Komponenten während des Reinigungs- und Desinfektionsprozesses.
- **Intuitive Bedienung:** Ein benutzerfreundliches Interface ermöglicht eine einfache Steuerung und Überwachung der Aufbereitungszyklen.
- **Kurze Zykluszeiten:** Optimierte Programme sorgen für eine schnelle Verfügbarkeit der Instrumente und



erhöhen so die Effizienz im Arbeitsablauf.

- **Hygienische Sicherheit:** Das Gerät erfüllt alle geltenden Normen und Richtlinien für die Aufbereitung von Medizinprodukten, inklusive validierter Desinfektionsprozesse.
- **Nachhaltigkeit:** Durch den sparsamen Einsatz von Wasser, Energie und Reinigungsmitteln trägt das Mini ETD zur Ressourcenschonung bei.
- **Vielseitigkeit:** Geeignet für eine breite Palette von Instrumenten, insbesondere flexible Endoskope und deren Zubehör.

Das OLYMPUS Mini ETD unterstützt medizinische Einrichtungen dabei, höchste Hygienestandards einzuhalten und die Sicherheit von Patienten und Personal zu gewährleisten. Dank der Kombination aus modernster Technik und praktischem Design stellt es eine zuverlässige Lösung für die tägliche Instrumentenaufbereitung dar.

Zusammenfassend ist das OLYMPUS Mini ETD ein unverzichtbares Gerät für alle, die Wert auf **effiziente, sichere und schonende Reinigung und Desinfektion** medizinischer Instrumente legen und dabei auf Qualität „Made by OLYMPUS“ vertrauen möchten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

