



## [OLYMPUS OTV-S6 OTV S6 - AR-T12 + MH-999E](#)

**SKU:** D122021

**Olympus OTV-S6 OTV S6 - AR-T12 + MH-999E** ist ein leistungsstarkes Endoskopiesystem, das präzise Bildgebung und zuverlässige Steuerung für minimalinvasive Eingriffe bietet. Es kombiniert fortschrittliche Technologie mit ergonomischem Design, um optimale Visualisierung und Bedienkomfort im klinischen Alltag zu gewährleisten.



---

**Categories:** [Starre Endoskope & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus OTV-S6** ist ein hochmodernes Videoverarbeitungssystem, das speziell für den Einsatz in der Endoskopie entwickelt wurde. Es gewährleistet eine hervorragende Bildqualität, die für präzise Diagnosen und effektive Behandlungen unerlässlich ist. Das System ist mit dem **AR-T12 Lichtleiter** sowie dem **MH-999E Lichtquelle** kombiniert und bietet eine optimale Beleuchtung sowie Bilddarstellung.

### Hauptmerkmale des Olympus OTV-S6 OTV S6 - AR-T12 + MH-999E:

- **Hochauflösende Bildverarbeitung:** Die fortschrittliche Bildtechnologie ermöglicht eine detailreiche und kontrastreiche Darstellung, die die Visualisierung von Gewebestrukturen verbessert.
- **AR-T12 Lichtleiter:** Dieser Lichtleiter sorgt für eine homogene und intensive Lichtübertragung, die eine optimale Ausleuchtung des Untersuchungsbereichs garantiert.
- **MH-999E Lichtquelle:** Die leistungsstarke Lichtquelle bietet eine stabile und helle Beleuchtung, die speziell auf die Anforderungen der Endoskopie abgestimmt ist.
- **Einfache Integration:** Das System lässt sich nahtlos in bestehende Endoskopieeinrichtungen integrieren und unterstützt verschiedene Endoskoptypen.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Intuitive Schnittstellen und ergonomisches Design erleichtern den



Arbeitsablauf im klinischen Umfeld.

- **Zuverlässigkeit und Langlebigkeit:** Olympus steht für hochwertige und langlebige medizinische Geräte, die auch bei intensivem Gebrauch eine konstante Leistung bieten.

Das **Olympus OTV-S6 System** mit dem **AR-T12 Lichtleiter** und der **MH-999E Lichtquelle** ist ideal für minimalinvasive chirurgische Verfahren und diagnostische Untersuchungen. Es unterstützt Ärzte dabei, präzise Eingriffe durchzuführen und eine verbesserte Patientenversorgung sicherzustellen.

#### **Technische Vorteile im Überblick:**

- Optimierte Lichtführung für eine gleichmäßige Ausleuchtung
- Hohe Kompatibilität mit verschiedenen Endoskopen und Zubehör
- Erweiterte Bildverarbeitungsfunktionen für verbesserte Sichtbarkeit
- Robustes und wartungsfreundliches Design

Mit dem **Olympus OTV-S6 OTV S6 - AR-T12 + MH-999E** erhalten medizinische Einrichtungen ein zuverlässiges und leistungsfähiges Videoverarbeitungssystem, das den hohen Anforderungen moderner Endoskopie gerecht wird und zur Verbesserung der klinischen Ergebnisse beiträgt.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

