



[OLYMPUS OVC100 // OVC-100 // OVC 100 CONVERTER , ADAPTER](#)

SKU: DR032019 // T122020-VK

Der **Olympus OVC100 Converter** ist ein hochwertiger Adapter, der eine nahtlose Verbindung zwischen Endoskopen und Videoausrüstung ermöglicht. Er gewährleistet eine klare Bildübertragung und unterstützt so präzise Diagnostik und effiziente Untersuchungen.



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Olympus OVC100 Converter** ist ein hochwertiger Adapter, der speziell für den Einsatz mit medizinischen Endoskopen von Olympus entwickelt wurde. Dieses präzisionsgefertigte Gerät ermöglicht eine nahtlose Verbindung zwischen Endoskopen und Videokameras oder anderen Bildgebungssystemen, um eine optimale Bildübertragung und -qualität sicherzustellen.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Kompatibilität:** Der OVC100 ist kompatibel mit einer Vielzahl von Olympus Endoskopen und Videokameras, wodurch er vielseitig einsetzbar ist.
- **Hohe Bildqualität:** Durch die präzise Adaptertechnik wird eine verlustfreie Bildübertragung gewährleistet, was für eine exakte Diagnostik unerlässlich ist.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, ist der Converter beständig gegen häufigen Gebrauch und Sterilisationsprozesse.
- **Einfache Handhabung:** Der Adapter lässt sich schnell und sicher montieren und sorgt so für einen reibungslosen Arbeitsablauf im klinischen Alltag.
- **Optimale Passgenauigkeit:** Speziell konstruiert, um eine stabile Verbindung ohne Bildstörungen oder



Signalverlust zu gewährleisten.

Technische Details:

- Modell: Olympus OVC100
- Typ: Video Converter / Adapter
- Material: Hochwertige, medizinisch kompatible Kunststoffe und Metallkomponenten
- Sterilisationsfähigkeit: Geeignet für Standard-Sterilisationsverfahren
- Abmessungen: Kompakt und leicht für einfache Integration

Der **Olympus OVC-100 Converter** ist ein unverzichtbares Zubehör für medizinische Einrichtungen, die auf höchste Bildqualität und zuverlässige Geräteverbindungen angewiesen sind. Seine robuste Konstruktion und die hervorragende Kompatibilität machen ihn zu einer effizienten Lösung für die Bildgebung in der Endoskopie.

Setzen Sie auf den Olympus OVC100 Converter, um Ihre diagnostischen und therapeutischen Verfahren mit modernster Technologie zu unterstützen und die Patientenversorgung zu optimieren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

