



OLYMPUS SIF-Q180 VIDEO-ENTEROSKOP VIDEOENDOSKOP

SKU: AN082022

Optisches System

- Blickwinkel: 140°
- Blickrichtung: 0° (Forward viewing)
- Schärfentiefe: 3 to 100 mm

Einführschlauch

- Aussendurchmesser: 9,2 mm
- Arbeitslänge: 2.000 mm
- Gesamtlänge: 2345 mm

Abwinklungen

- Up 180° / Down 180° / Right 160° / Left 160°

Arbeitskanal

- Innendurchmesser: 2,8 mm

Zustand: sehr guter Zustand, patient ready

Kompatibel mit: Exera II CV-180, Exera III CV-190

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

Optisches System

- Blickwinkel: 140°
- Blickrichtung: 0° (Forward viewing)
- Schärfentiefe: 3 to 100 mm

Einführschlauch

- Aussendurchmesser: 9,2 mm
- Arbeitslänge: 2.000 mm
- Gesamtlänge: 2345 mm

Abwinklungen

- Up 180° / Down 180° / Right 160° / Left 160°

Arbeitskanal

- Innendurchmesser: 2,8 mm

Zustand: sehr guter Zustand, patient ready

Kompatibel mit: Exera II CV-180, Exera III CV-190

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

