



[OLYMPUS SONOSURG G2 GENERATOR + MAJ-1243 FUSSSCHALTER + APPLIKATOREN](#)

SKU: BA072024-NV

Der **Olympus SonoSurg G2 Generator** bietet präzise und zuverlässige Energieabgabe für minimalinvasive chirurgische Eingriffe, unterstützt durch den ergonomischen *MAJ-1243 Fußschalter* für optimale Bedienersteuerung. In Kombination mit den vielseitigen Applikatoren gewährleistet das System höchste Effizienz und Sicherheit bei der Gewebepreparation und Hämostase.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Olympus SonoSurg G2 Generator** ist ein hochmodernes elektrochirurgisches Gerät, das speziell für minimalinvasive chirurgische Eingriffe entwickelt wurde. Dieses System bietet präzise und effiziente Lösungen zur Gewebekoagulation und -dissektion und unterstützt Chirurgen dabei, optimale klinische Ergebnisse zu erzielen.

Hauptmerkmale des Olympus SonoSurg G2 Generators:

- **Fortschrittliche Energieabgabe:** Der Generator liefert eine präzise Hochfrequenzenergie, die eine schonende und kontrollierte Gewebbehandlung ermöglicht.
- **Vielseitigkeit:** Kompatibel mit verschiedenen Applikatoren, die für unterschiedliche chirurgische Anwendungen optimiert sind, von der Laparoskopie bis zur offenen Chirurgie.
- **Benutzerfreundliches Interface:** Ein intuitives Bedienfeld erleichtert die Einstellung von Parametern und sorgt für eine einfache Handhabung im OP.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Überwachungssysteme gewährleisten eine sichere Anwendung und minimieren das Risiko von Gewebeschäden.

Der **MAJ-1243 Fußschalter** ergänzt den Generator optimal und ermöglicht eine freihändige Steuerung der Energieabgabe. Dies erhöht die Präzision während des Eingriffs und verbessert den Workflow im Operationssaal.

Merkmale des MAJ-1243 Fußschalters:

- Langlebige Konstruktion für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Ergonomisches Design für komfortable Bedienung über längere Zeiträume.
- Sichere und zuverlässige Signalübertragung an den Generator.

Applikatoren für das Olympus SonoSurg G2 System sind speziell auf die Anforderungen verschiedener chirurgischer Verfahren abgestimmt. Sie gewährleisten eine optimale Energieübertragung und ermöglichen präzise Schnitte sowie effektive Koagulation.

Vorteile der Applikatoren:

- Ergonomisches Design für eine einfache Handhabung.
- Hohe Kompatibilität mit dem Generator für maximale Effizienz.
- Verschiedene Ausführungen für unterschiedliche chirurgische Techniken.

Insgesamt stellt das Set aus Olympus SonoSurg G2 Generator, MAJ-1243 Fußschalter und passenden Applikatoren eine umfassende Lösung für moderne elektrochirurgische Anwendungen dar. Es kombiniert Präzision, Sicherheit und Bedienkomfort, um Chirurgen in ihrem täglichen Arbeitsumfeld optimal zu unterstützen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

