




## [OLYMPUS SONOSURG-IU + SONOSURG + FUSSSCHALTER](#)

SKU: 0122025

**Olympus Sonosurg-IU + SonoSurg + Fußschalter** bietet eine innovative Ultraschallchirurgie-Lösung, die präzise Gewebeschneidung und Hämostase in einem Gerät vereint. Das System gewährleistet durch seine ergonomische Handhabung und den komfortablen Fußschalter eine effiziente und sichere Anwendung in verschiedenen chirurgischen Eingriffen.



---

Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Olympus Sonosurg-IU + SonoSurg + Fußschalter** stellt ein hochmodernes, integriertes Ultraschallchirurgie-System dar, das speziell für die minimalinvasive und offene Chirurgie entwickelt wurde. Dieses System kombiniert präzise Ultraschalltechnologie mit ergonomischem Design, um Chirurgen eine optimale Kontrolle und Effizienz während der Operation zu ermöglichen.

### Produktmerkmale und technische Details:

- **Sonosurg-IU Ultraschallgenerator:** Bietet eine stabile und präzise Ultraschallenergie, die für eine schonende Gewebeertrümmerung, Koagulation und Dissektion sorgt. Die intelligente Steuerung passt die Leistung automatisch an das Gewebe an, um unerwünschte thermische Schäden zu minimieren.
- **SonoSurg Instrumentenkompatibilität:** Kompatibel mit einer Reihe von speziell entwickelten Ultraschall-Instrumenten, die vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen chirurgischen Disziplinen ermöglichen, darunter Allgemeinchirurgie, Gynäkologie und Urologie.
- **Fußschalter:** Ergonomisch gestalteter Fußschalter zur freihändigen Steuerung des Ultraschallsystems, was eine präzise und flexible Bedienung während des Eingriffs gewährleistet.



- **Benutzerfreundliches Interface:** Klar strukturierte Bedienelemente mit intuitivem Touchscreen-Display zur einfachen Einstellung von Leistungsparametern und zur Überwachung des Systems in Echtzeit.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Schutzmechanismen wie automatische Abschaltung bei Überhitzung, Fehlererkennung und Alarmsysteme erhöhen die Patientensicherheit und den reibungslosen Ablauf der Operation.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Minimalinvasive Chirurgie (laparoskopisch)
- Offene chirurgische Verfahren
- Gewebeseparation, Koagulation und Hämostase
- Präzise Dissektion von Weichgewebe
- Reduktion von Blutverlust und Schonung benachbarter Strukturen

Das Olympus Sonosurg-IU + SonoSurg + Fußschalter System ist eine zuverlässige Lösung für moderne chirurgische Anforderungen. Es unterstützt Chirurgen dabei, Eingriffe sicherer, schneller und effizienter durchzuführen, während es gleichzeitig die Gewebeschonung maximiert und postoperative Komplikationen reduziert.

#### **Fazit:**

Mit seiner hochwertigen Ultraschalltechnologie, vielseitigen Instrumentenkompatibilität und ergonomischen Bedienung ist das Olympus Sonosurg-IU + SonoSurg + Fußschalter eine exzellente Wahl für Kliniken und medizinische Einrichtungen, die Wert auf innovative und bewährte chirurgische Geräte legen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

