



OLYMPUS VISERA OTV-S7
PROZESSOR+A10-T2 KAMERAKOPF+CLK-4
LICHTQUELLE+SONY MONITOR

SKU: AX122024

~~3.100,00 €~~ 2.923,83 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Olympus Visera OTV-S7 Prozessor ist ein leistungsstarker Endoskopie-Prozessor, der hochauflösende Bilder liefert und eine wesentliche Rolle in der chirurgischen Bildverarbeitung spielt. Er ist mit verschiedenen Endoskopen und Kamerasystemen von Olympus kompatibel und bietet Chirurgen und Ärzten die Möglichkeit, präzise Bilder von inneren Strukturen in Echtzeit zu erhalten. Das Gerät bietet benutzerfreundliche Steuerungen, erweiterbare Funktionen und gewährleistet eine hohe Bildqualität, die für eine präzise minimale Invasivität und genaue Diagnosen in der modernen Medizin erforderlich ist.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

