



**OLYMPUS WA03200A FIBER OPTIC LIGHT
CABLE 3MMX300 MM SIZE S,
AUTOCLAVABLE (D445)**

SKU: N/A

Zustand: Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

Lagerort: Hamburg



Categories: [Starre Endoskope & Zubehör](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

299 kg

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen

Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen



Lieferumfang

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

