



## OLYMPUS WM-EP1 GERÄTEWAGEN MAJ-175 NETZTEIL + LMD-1420MD MONITOR

SKU: GX092025



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Olympus WM-EP1 Gerätewagen MAJ-175** in Kombination mit dem **Netzteil** und dem **Monitor LMD-1420MD** stellt eine optimale Lösung für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen dar. Dieses Set wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen moderner Endoskopie- und Bildgebungsverfahren gerecht zu werden.

#### **Gerätewagen MAJ-175 – Funktionalität und Mobilität**

Der Olympus WM-EP1 Gerätewagen MAJ-175 ist ein hochwertig konzipierter, mobiler Arbeitsplatz, der eine sichere und ergonomische Unterbringung medizinischer Geräte ermöglicht. Dank seiner robusten Bauweise und der durchdachten Anordnung von Ablageflächen und Halterungen wird ein effizienter Arbeitsablauf unterstützt. Die leichtgängigen, feststellbaren Rollen sorgen für mühelose Mobilität und Stabilität während der Nutzung.

- **Materialqualität:** Hochwertige, leicht zu reinigende Oberflächen für optimale Hygiene
- **Ergonomisches Design:** Bequeme Arbeitshöhe und übersichtliche Anordnung der Geräte
- **Flexibilität:** Mehrere Ablageflächen und Zubehörhalterungen
- **Mobilität:** Leichtläufige Rollen mit Feststellmechanismus

#### **Netzteil – Zuverlässige Stromversorgung**

Das mitgelieferte Netzteil gewährleistet eine stabile und sichere Stromversorgung aller angeschlossenen medizinischen Geräte am Gerätewagen. Es ist speziell für den Einsatz in klinischen Umgebungen zertifiziert und bietet Schutzmechanismen gegen Überspannung und Kurzschluss, um die Sicherheit von Patienten und Personal zu gewährleisten.

- **Spannungsstabilität:** Konstant zuverlässige Stromversorgung
- **Sicherheitszertifikate:** Entspricht medizinischen Normen und Standards
- **Kompatibilität:** Optimal abgestimmt auf Olympus-Endoskopiegeräte

#### **Monitor LMD-1420MD – Präzise Bilddarstellung für Diagnostik**

Der LMD-1420MD Monitor ist ein speziell für medizinische Anwendungen entwickeltes Display mit hoher Auflösung und exzellenter Farbtreue. Er unterstützt die präzise Visualisierung von endoskopischen Bilddaten und ermöglicht so eine schnelle und sichere Diagnostik sowie Therapieplanung.

- **Bildqualität:** 14 Zoll Bildschirmdiagonale mit hoher Auflösung und scharfem Kontrast
- **Farbgenauigkeit:** Medizinisch kalibrierte Farbdarstellung für detailgenaue Visualisierung
- **Anschlussmöglichkeiten:** Vielfältige Schnittstellen zur Integration in bestehende Systeme
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienung und einfache Montage am Gerätewagen

**Zusammenfassung:**

Das Set aus Olympus WM-EP1 Gerätewagen MAJ-175, Netzteil und LMD-1420MD Monitor bietet eine durchdachte Kombination aus Mobilität, Sicherheit und hochwertiger Bilddarstellung. Es unterstützt medizinisches Personal dabei, Endoskopie und bildgebende Verfahren effizient und sicher durchzuführen und trägt somit maßgeblich zu einer verbesserten Patientenversorgung bei.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

