



## [OLYMPUS WM-WP1 ENDOSCOPY TROLLEY // CART // GERÄTEWAGEN ROLLBAR MIT TRENNTRAFO](#)

**SKU:** ---NV

Der **Olympus WM-WP1 Endoskopie-Trolley** ist ein mobiler Gerätewagen, der durch seine Rollbarkeit eine flexible und sichere Positionierung im OP ermöglicht. Ausgestattet mit einem integrierten Trenntrafo gewährleistet er optimalen Schutz vor elektrischen Risiken und unterstützt effizient den endoskopischen Workflow.



---

**Categories:** [Möbel und Praxiseinrichtung](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Olympus WM-WP1 Endoskopiewagen** ist ein speziell entwickelter Gerätewagen, der höchste Anforderungen in der medizinischen Endoskopie erfüllt. Dieser robuste und rollbare Wagen bietet eine optimale Basis für den sicheren und effizienten Betrieb von Endoskopiegeräten in Klinik- und Praxisumgebungen.



### **Design und Konstruktion:**

Der Wagen zeichnet sich durch eine stabile und langlebige Bauweise aus, welche die sichere Aufnahme und den Transport empfindlicher Endoskopiegeräte gewährleistet. Die hochwertige Verarbeitung sorgt für eine lange Lebensdauer und eine einfache Reinigung, die den hygienischen Anforderungen im medizinischen Umfeld entspricht.

### **Funktionalität und Ausstattung:**

- **Rollbar:** Leichtgängige, feststellbare Rollen ermöglichen eine flexible und sichere Mobilität innerhalb des Untersuchungs- oder OP-Bereichs.
- **Trenntrafo integriert:** Der integrierte Trenntrafo sorgt für eine sichere galvanische Trennung und schützt Patienten sowie medizinisches Personal vor elektrischen Risiken, was besonders im sensiblen Endoskopiebereich unerlässlich ist.
- **Ergonomische Gestaltung:** Der Wagen verfügt über ausreichend Ablageflächen und Halterungen für Endoskopiegeräte, Zubehör und Verbrauchsmaterialien, die eine übersichtliche und geordnete Arbeitsumgebung schaffen.
- **Kabelmanagement:** Durchdachte Systeme zur Kabelführung minimieren Stolperfallen und erleichtern die Handhabung der medizinischen Geräte.

### **Anwendungsbereiche:**

Der Olympus WM-WP1 ist ideal geeignet für die Verwendung in:

- Gastroenterologischen Endoskopieeinheiten
- HNO-Praxen und Kliniken
- Chirurgischen Abteilungen mit Endoskopiebedarf
- Ambulanten Versorgungszentren

### **Zusammenfassung:**

Mit dem Olympus WM-WP1 Endoskopiewagen erhalten Sie einen hochwertigen, sicheren und funktionalen Gerätewagen, der speziell auf die Bedürfnisse der Endoskopie abgestimmt ist. Die Kombination aus Mobilität, sicherer Stromversorgung durch den Trenntrafo und durchdachtem Design unterstützt medizinisches Fachpersonal bei einem effizienten und sicheren Arbeitsablauf.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

