



OP TISCH, BEHANDLUNGLIEGE MECHANISCH MAQUET 5100

SKU: 0082013

zzgl. [Versandkosten](#)

Hersteller : MAQUET

Modell 5100

Mechanisch, Fahrbar
in allen Positionen mechanisch Verstellbar

Mwst. wird nicht separat ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Möbel und Praxiseinrichtung](#), [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller : MAQUET



Modell 5100

Mechanisch, Fahrbar
in allen Positionen mechanisch Verstellbar

Mwst. wird nicht separat ausgewiesen

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

