



ORMED ARTROMOT K2 K 2 KNIE BEWEGUNGSSCHIENE

SKU: DH022026

Ormed Artromot K2 ist eine hochwertige Knie-Bewegungsschiene, die eine schonende und kontrollierte Mobilisierung des Kniegelenks ermöglicht. Sie unterstützt die Rehabilitation nach Operationen oder Verletzungen durch individuell einstellbare Bewegungswinkel und fördert die schnelle Wiederherstellung der Gelenkfunktion.



Categories: [Bewegungsschiene](#), [Orthopädie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Ormed Artromot K2 Knie Bewegungsschiene** ist ein innovatives medizinisches Gerät, das speziell zur postoperativen Mobilisierung und Rehabilitation des Kniegelenks entwickelt wurde. Sie unterstützt eine gezielte, kontrollierte Bewegung des Knies, um die Genesung zu fördern und Komplikationen wie Gelenksteifigkeit oder Verklebungen zu verhindern.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Individuell einstellbare Bewegungswinkel:** Ermöglicht eine präzise Anpassung der Beugung und Streckung des Kniegelenks, um den individuellen Therapieanforderungen gerecht zu werden.
- **Sanfte und kontinuierliche Bewegung:** Unterstützt die passive Mobilisierung, wodurch Schmerzen reduziert und die Durchblutung gefördert werden.
- **Ergonomisches Design:** Passt sich anatomisch der Beinform an und sorgt für einen hohen Tragekomfort während der Anwendung.
- **Einfache Bedienung:** Intuitive Steuerung und schnelle Montage machen die Bewegungsschiene auch für den Heimgebrauch geeignet.
- **Robuste und hygienische Materialien:** Gewährleisten Langlebigkeit und einfache Reinigung, was besonders im klinischen Umfeld von Vorteil ist.



Anwendungsgebiete:

- Postoperative Rehabilitation nach Knieoperationen (z. B. Meniskus-, Kreuzband- oder Knorpelchirurgie)
- Behandlung von Arthrose und anderen degenerativen Erkrankungen des Kniegelenks
- Therapie nach Frakturen oder Verletzungen im Kniebereich
- Vorbeugung von Gelenkversteifungen bei Immobilisierung

Technische Daten:

- Bewegungsbereich: individuell einstellbar von 0° bis 120°
- Gewicht: leicht und transportabel
- Stromversorgung: Netzbetrieb mit sicherem Adapter
- Material: hochwertige, hautverträgliche Kunststoffe und Metalle

Die Ormed Artromot K2 Knie Bewegungsschiene stellt eine effektive Lösung zur Unterstützung der Rehabilitation dar und wird von Physiotherapeuten und Ärzten weltweit empfohlen. Durch die Kombination aus moderner Technik und anwenderfreundlichem Design trägt sie maßgeblich zu einer schnelleren Wiederherstellung der Gelenkfunktion bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

