



## [OSYPKA PACE 100](#)

SKU: CA012025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Osypka pace 100** ist ein zuverlässiger Herzschrittmacher zur Behandlung von Bradykardien, der eine präzise und sichere Stimulation des Herzens gewährleistet. Das Gerät überzeugt durch seine kompakte Bauweise und eine lange Batterielebensdauer, um eine kontinuierliche Therapie zu gewährleisten.



---

Categories: [Kardiologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Osypka PACE 100** ist ein hochentwickelter, temporärer Herzschrittmacher, der speziell für die vorübergehende Behandlung von Patienten mit Bradykardien oder anderen Formen der Herzrhythmusstörungen entwickelt wurde. Dieses medizinische Gerät bietet eine zuverlässige und präzise Stimulation des Herzens, um eine adäquate Herzfrequenz sicherzustellen und lebensbedrohliche Arrhythmien effektiv zu behandeln.

### Eigenschaften und technische Daten:

- **Stimulationsmodi:** Der PACE 100 unterstützt verschiedene Stimulationsmodi, darunter Einzel- und Doppelkammermodus, um flexibel auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten einzugehen.
- **Stimulationseinstellungen:** Einstellbare Amplitude, Pulsbreite und Frequenz ermöglichen eine optimale Anpassung der Herzstimulation.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Bedienoberfläche mit klaren Anzeigen und einfacher Menüführung erleichtert die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal.
- **Sicherheit:** Integrierte Überwachungsfunktionen und Alarme gewährleisten eine sichere Anwendung und frühzeitige Erkennung von Fehlfunktionen oder Stimulationseinschränkungen.



- **Mobilität:** Kompaktes und leichtes Design ermöglicht den Einsatz sowohl in der Klinik als auch in mobilen Notfallsituationen.
- **Energieversorgung:** Leistungsstarke Batterien sorgen für eine zuverlässige Stimulation über einen längeren Zeitraum.

### **Anwendungsbereiche:**

Der Osypka PACE 100 wird vorwiegend bei Patienten eingesetzt, die eine vorübergehende Herzstimulation benötigen, beispielsweise nach Herzoperationen, bei akuten Bradykardien oder als Überbrückung bis zur Implantation eines permanenten Herzschrittmachers.

### **Vorteile des Osypka PACE 100:**

- Hohe Zuverlässigkeit und Präzision in der Herzstimulation
- Flexible Anpassung an unterschiedliche klinische Situationen
- Robustes und bedienerfreundliches Design
- Umfangreiche Sicherheitsfeatures für patientenschonende Anwendung
- Ermöglicht schnelle und effektive Behandlung bei Herzrhythmusstörungen

Zusammenfassend bietet der **Osypka PACE 100** eine hervorragende Kombination aus technischer Innovation, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit und stellt somit eine wertvolle Unterstützung bei der temporären Herzschrittmachertherapie dar.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

