



**OTOMETRICS**  
**VESTIBULARIS+BRILLE+AQUAMATIC+LUFTK**  
**OLLIAMATOR+WASSERAUFBEREITUNG**  
**OHNE RECHNER**

**SKU:** BQ102024-NV

**Otometrics Vestibularis+** ist ein hochwertiges Diagnosesystem zur präzisen vestibulären Funktionsprüfung, ausgestattet mit einer ergonomischen Brille, Aquamatic-Wasseraufbereitung sowie einem Luftkollimator für optimale Beleuchtung. Dieses Komplettpaket ermöglicht zuverlässige Messungen ohne Rechner und unterstützt somit effiziente und genaue vestibuläre Untersuchungen in der klinischen Praxis.



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Otometrics Vestibularis+ Brille** ist ein hochmodernes Diagnostikgerät, das speziell für die vestibuläre Funktionsprüfung entwickelt wurde. Es ermöglicht präzise und zuverlässige Messungen des Gleichgewichtssystems und unterstützt Fachärzte sowie Audiologen bei der Diagnose von vestibulären Störungen.

### Produktmerkmale und Komponenten:

- **Vestibularis+ Brille:** Ergonomisch gestaltete, leichte Brille mit integrierter Infrarotkamera zur Erfassung und Analyse von Augenbewegungen (Nystagmus). Die Brille bietet eine hohe Bildqualität und ermöglicht eine exakte Messung auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.
- **Aquamatic:** Ein präzises Wasserkühlsystem, das für kalorische Reize in der vestibulären Diagnostik eingesetzt

wird. Es gewährleistet eine konstante und sichere Wassertemperatur zur optimalen Stimulation des Gleichgewichtsorgans.

- **Luftkollimator:** Ein spezielles Zubehör zur gerichteten Luftstromapplikation, mit der vestibuläre Reize mittels kalter oder warmer Luft gezielt appliziert werden können. Damit wird eine schonende und effektive Prüfung der vestibulären Funktionen ermöglicht.
- **Wasseraufbereitung:** Hochwertige Filter- und Reinigungseinheiten sorgen für die hygienische und sichere Verwendung von Wasser im Rahmen der kalorischen Tests. Die Wasseraufbereitung garantiert eine Vermeidung von Verunreinigungen und erhöht die Patientensicherheit.

#### **Besonderheiten:**

- Das System wird **ohne Rechner** geliefert, was eine flexible Integration in bestehende IT-Infrastrukturen ermöglicht.
- Modularer Aufbau für individuelle Anpassung an die Praxis- oder Klinikbedürfnisse.
- Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche (in Kombination mit kompatibler Software), die eine schnelle Durchführung der vestibulären Testverfahren erlaubt.
- Hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit durch modernste Sensortechnologie und präzise Steuerung der Reizapplikation.

**Indikationen:** Das Otometrics Vestibularis+ System ist ideal geeignet für die Diagnostik von vestibulären Erkrankungen wie:

- Vestibuläre Neuritis
- Morbus Menière
- Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel (BPLS)
- Vestibuläre Migräne
- Weitere Gleichgewichtsstörungen

Mit dem Otometrics Vestibularis+ Brillensystem inklusive Aquamatic, Luftkollimator und Wasseraufbereitung erhalten Sie ein umfassendes, qualitativ hochwertiges und sicheres Diagnostiktool für die professionelle vestibuläre Funktionsprüfung. Die Kombination aus präziser Messtechnik und komfortabler Anwendung unterstützt Sie optimal bei der Diagnosestellung und Therapieplanung.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

