



OTOMETRICS
VESTIBULARIS+BRILLE+AQUAMATIC+LUFTK
OLLIAMATOR+WASSERAUFBEREITUNG
OHNE RECHNER

SKU: BQ102024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Otometrics Vestibularis ist ein System, das in der Audiologie und HNO-Heilkunde verwendet wird, um vestibuläre Tests durchzuführen. Diese Tests sind entscheidend für die Beurteilung der Funktion des Gleichgewichtssystems im Innenohr. Hier sind einige wichtige Aspekte des Otometrics Vestibularis-Systems:

Hauptmerkmale:

1. Testmethoden:

- Das System unterstützt verschiedene vestibuläre Testmethoden, darunter kalorische Tests, die die Reaktion des Gleichgewichtssystems auf Temperaturveränderungen im Ohr untersuchen.
- Weitere Tests können die Untersuchung von Augenbewegungen (z.B. Videonystagmographie) umfassen.

2. Benutzerfreundlichkeit:

- Die Geräte sind oft so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind, mit intuitiven Benutzeroberflächen und klaren Anweisungen für die Durchführung der Tests.

3. Datenanalyse:

- Die Systeme bieten in der Regel Funktionen zur Erfassung und Analyse von Testergebnissen, was eine präzise Diagnose ermöglicht.
- Einige Modelle können auch mit Software zur Datenverwaltung und Berichterstattung verbunden werden.

4. Integration:

- Otometrics-Systeme sind häufig kompatibel mit anderen audiologischen Geräten und



Softwarelösungen, was eine umfassende Patientenbewertung ermöglicht.

5. Anwendung:

- Diese Systeme werden in Kliniken, Krankenhäusern und spezialisierten HNO-Praxen eingesetzt, um Patienten mit Schwindel oder Gleichgewichtsstörungen zu diagnostizieren.

Vorteile:

- **Präzision:** Hohe Genauigkeit bei der Messung der vestibulären Funktion.
- **Schnelligkeit:** Schnelle Durchführung von Tests und Bereitstellung von Ergebnissen.
- **Umfangreiche Diagnostik:** Möglichkeit zur Durchführung verschiedener Tests innerhalb eines Systems.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

