



## OTOPRONT HNO PATIENTEN STUHL / HYDRAULISCH NEU BEZOGEN

**SKU:** 10-022013-OQ-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**OTOPRONT HNO Patienten Stuhl** ist ein hydraulisch verstellbarer Untersuchungsstuhl, der durch seine neue, hygienisch bezogene Polsterung optimalen Komfort und einfache Reinigung gewährleistet. Er eignet sich ideal für HNO-Untersuchungen und bietet durch seine stabile Konstruktion eine sichere und ergonomische Sitzposition.



---

**Categories:** [HNO Geräte](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **OTOPRONT HNO Patienten Stuhl** ist ein speziell entwickelter Untersuchungsstuhl, der optimal auf die Bedürfnisse in Hals-Nasen-Ohren-Praxen abgestimmt ist. Er bietet höchsten Komfort für den Patienten und ermöglicht gleichzeitig dem Arzt eine ergonomische und präzise Untersuchung.

### **Besondere Merkmale und Vorteile:**

- **Hydraulische Höhenverstellung:** Die stufenlose Anpassung der Sitzhöhe erfolgt komfortabel und präzise mittels hydraulischem System. Dies ermöglicht eine optimale Positionierung des Patienten unabhängig von der Körpergröße.
- **Neu bezogenes Polster:** Der Stuhl ist mit einem hochwertigen, leicht zu reinigenden und desinfizierenden Bezug ausgestattet, der hygienischen Anforderungen in medizinischen Einrichtungen gerecht wird. Das Material ist strapazierfähig und bietet gleichzeitig hohen Sitzkomfort.
- **Ergonomisches Design:** Die Sitzfläche und Rückenlehne sind anatomisch geformt, um eine entspannte



Haltung während der Untersuchung zu gewährleisten und Verspannungen vorzubeugen.

- **Stabile Konstruktion:** Der Patientenstuhl verfügt über eine robuste Metallbasis, die für maximale Stabilität und Sicherheit sorgt. Die rutschfesten Standfüße garantieren einen sicheren Stand auch bei dynamischen Bewegungen.
- **Leichte Bedienbarkeit:** Die hydraulische Einstellung lässt sich intuitiv und ohne großen Kraftaufwand bedienen, was den Untersuchungsablauf erleichtert und Zeit spart.

### **Anwendungsgebiete:**

Der OTOPRONT HNO Patienten Stuhl ist ideal geeignet für den Einsatz in:

- Hals-Nasen-Ohren-Arztpraxen
- HNO-Kliniken und Ambulanzen
- Hörakustikern und audiologischen Zentren
- Rehabilitations- und Therapieeinrichtungen im HNO-Bereich

### **Fazit:**

Mit dem hydraulisch verstellbaren und neu bezogenen OTOPRONT HNO Patienten Stuhl erhalten Sie ein hochwertiges Untersuchungsmöbel, das durch seine Funktionalität, Langlebigkeit und hygienische Eigenschaften überzeugt. Er unterstützt eine effiziente und patientenfreundliche Untersuchungsumgebung und trägt maßgeblich zur Qualität der medizinischen Versorgung bei.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

