



PAJUNK MULTISTIM VARIO

SKU: ER072025-K+EN072025-K

zzgl. Versandkosten

PAJUNK MultiStim Vario ist ein vielseitiges, präzises Nervenstimulationsgerät, das zur sicheren und effektiven Lokalanästhesie und Schmerztherapie eingesetzt wird. Es bietet eine individuell einstellbare Stimulationsfrequenz und - intensität, um optimale Ergebnisse bei minimaler Patientenbelastung zu gewährleisten.



Categories: Neurologie

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE







