



PANASONIC MT-M2080 MONITOR FÜR DIE ENDOSKOPIE

SKU: AR012014 //

gepflegt

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

gepflegt

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

