



## **PATIENTENSTUHL - BEHANDLUNGSSTUHL - FÜR DIE OPHTHALMOLOGIE - HNO;**

**SKU:** L112023-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Patientenstuhl für Ophthalmologie und HNO –** ergonomisch gestaltet für höchsten Komfort und optimale Positionierung während der Untersuchung und Behandlung. Der Behandlungsstuhl überzeugt durch stabile Verarbeitung, einfache Verstellbarkeit und hygienisches Material, ideal für den medizinischen Fachbereich.



---

**Categories:** [Behandlungsstuhl](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **Patientenstuhl – Behandlungsstuhl** ist speziell für den Einsatz in der **Ophthalmologie** sowie in der **HNO-Heilkunde** konzipiert und bietet optimale Voraussetzungen für eine präzise und komfortable Patientenuntersuchung und -behandlung.

Dieser Stuhl zeichnet sich durch seine ergonomische Bauweise aus, die sowohl dem Patienten als auch dem Behandler höchsten Komfort und Funktionalität gewährleistet. Das robuste Gestell sorgt für eine stabile und sichere Sitzposition während der Behandlung, während die hochwertigen Polsterungen eine angenehme Liegefläche bieten.

### **Wesentliche Merkmale und Vorteile:**

- **Höhenverstellbarkeit:** Elektrisch oder mechanisch verstellbar, ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Körpergröße des Patienten und die Anforderungen des Untersuchers.
- **Verstellbare Rücken- und Fußlehne:** Für eine optimale Lagerung des Patienten, insbesondere bei längeren Behandlungssitzungen.



- **Drehbarkeit:** Der Stuhl lässt sich um 360 Grad drehen, was eine flexible Positionierung und erleichterten Zugang zu verschiedenen Instrumenten und Geräten ermöglicht.
- **Stabile Armlehnen:** Sorgen für zusätzlichen Komfort und erleichtern das Ein- und Aussteigen.
- **Hygienische Materialien:** Die Bezüge sind leicht zu reinigen und desinfizieren, um höchste hygienische Standards in der Praxis zu gewährleisten.
- **Kompatibilität:** Der Stuhl ist kompatibel mit gängigen ophthalmologischen und HNO-Geräten, wie Spaltlampen, Otoskopen oder Audiometern.

#### **Technische Spezifikationen:**

- Maximale Belastbarkeit: bis zu 150 kg
- Verstellbare Höhe: ca. 50 – 90 cm
- Material: pulverbeschichteter Stahlrahmen, hochwertiger Kunstlederbezug
- Maße (L x B x H): ca. 120 x 60 x variabel cm

Der Patientenstuhl ist eine unverzichtbare Ausstattung für Facharztpraxen und Kliniken, die auf Augenheilkunde und Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde spezialisiert sind. Durch seine durchdachte Konstruktion unterstützt er eine effektive und patientenorientierte Behandlung und trägt maßgeblich zur Verbesserung des Untersuchungserlebnisses bei.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

