



## PATIENTENSTUHL BEHANDLUNGSSTUHL FÜR DIE OPHTHALMOLOGIE

SKU: CQ072025



---

Categories: [Behandlungsstuhl](#), [Ophtalmologie](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Patientenstuhl für die Ophthalmologie** ist ein speziell entwickelter Behandlungsstuhl, der höchsten Ansprüchen an Komfort, Funktionalität und Hygiene im ophthalmologischen Untersuchungs- und Behandlungsbereich gerecht wird. Er bietet sowohl für Patienten als auch für medizinisches Fachpersonal optimale Voraussetzungen für präzise Diagnostik und schonende Therapien.

#### **Komfort und Ergonomie:**

Der Stuhl ist mit einer ergonomisch geformten Polsterung ausgestattet, die auch längere Untersuchungen und Behandlungszeiten für den Patienten angenehm gestaltet. Die verstellbare Rückenlehne und Sitzfläche ermöglichen eine individuelle Anpassung an die jeweilige Untersuchungssituation. Darüber hinaus sorgt die integrierte Kopfstütze für eine stabile und komfortable Lagerung des Kopfes, was insbesondere bei ophthalmologischen Eingriffen von großer Bedeutung ist.

#### **Funktionale Ausstattung:**

- **Elektrische Verstellbarkeit:** Höhenverstellung sowie Neigung von Sitz und Rückenlehne lassen sich stufenlos und per Knopfdruck einstellen, um eine optimale Positionierung des Patienten zu gewährleisten.
- **Stabile Konstruktion:** Der robuste Rahmen aus hochwertigem Stahl sorgt für hohe Standfestigkeit und Langlebigkeit.
- **Leicht zu reinigende Oberflächen:** Die Bezüge sind aus medizinisch zertifiziertem, desinfizierbarem Material gefertigt, das eine einfache und hygienische Reinigung ermöglicht.
- **Integrierte Rollen:** Für einfachen Transport und flexible Nutzung im Behandlungsraum sind gebremste Rollen verbaut.

#### **Anwendungsbereiche:**

Der Behandlungsstuhl eignet sich ideal für verschiedene ophthalmologische Untersuchungen wie



Spaltlampenuntersuchungen, Augeninnendruckmessungen oder andere diagnostische und therapeutische Verfahren. Dank seiner vielseitigen Einstellmöglichkeiten unterstützt er eine präzise Positionierung, die für exakte Befunde unerlässlich ist.

#### **Zusammenfassung der Vorteile:**

- Ergonomisches Design für hohen Patientenkomfort
- Elektrische Verstellbarkeit für flexible Anpassung
- Robuste und langlebige Bauweise
- Hygienische und leicht zu reinigende Materialien
- Mobilität durch integrierte Rollen

Der Patientenstuhl für die Ophthalmologie ist somit ein unverzichtbares Möbelstück in jeder augenärztlichen Praxis oder Klinik, das sowohl die Qualität der Behandlung als auch das Wohlbefinden der Patienten maßgeblich verbessert.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

