



PC-SPIROMETER SPIROSCOUT GANSHORN INKL SOFTWARE

SKU: A012012

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Unkategorisiert](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- . Höchst präzise Spirometrie durch direkte Flussmessung
- Echtzeit BTPS Korrektur, driftfrei, höchst exakt
- Verschiedene Optionen verfügbar: z.B Rhinomanometrie, Oszillatorische Resistance, Kapno-Volumetrie, EmpTotrauma-Analysehysemtest,
- Keine Volumenkalibration und keine Aufwärmzeit nötig
- Perfektes Hygienekonzept zur Optimierung von Patientensicherheit und Arbeitsfluss
- Kein merklicher Atemwiderstand für höheren Patientenkomfort

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

