



[PENTAX 2990I EG-2990I - GASTROSKOP - VIDEOGASTROSKOP](#)

SKU: BX062023 // BZ062023 // H062023 // M062023 // D062023 // B032024 // CL032024
4.999,00 € ~~4.599,00 €~~

zzgl. [Versandkosten](#)

Zustand: Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

Lagerort: Hamburg



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Blickwinkel 140°
- Blickrichtung 0° Forward viewing
- Schärfentiefe 3 - 100 mm
- Aussendurchmesser des Einführschlauch : 9,8 mm
- Arbeitslänge 1050 mm
- Gesamtlänge 1373 mm
- Abwinklungen
- -Up 210° Down 120°

Kompatibilität: EPK-i, EPK-i5000, EPK-i7000, EPK-i7010

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen

Zustand

Gepprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen

Lieferumfang

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

