



PENTAX EB-1970K // EB 1970 K
BRONCHOSKOP ENDOSKOPIE ENDOSKOP

SKU: CD072023 // DD112023 // BH032024
2.499,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

- **Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand
- **Lagerort:** Hamburg
- **Kompatibilität :** EPK-1000, EPK-i, EPK-i7000, EPK-i7010, EPK-5000, EPK-700, EPK-100p



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Blickwinkel: 120°
- Blickrichtung: 0°
- Außen Durchmesser: 6,3 mm
- Arbeitslänge: 600 mm
- Up 180° / Down 130°
- Innendurchmesser vom Arbeitskanal: 2,8 mm
- **Kompatibilität :** EPK-1000, EPK-i, EPK-i7000, EPK-i7010, EPK-5000, EPK-700, EPK-100p

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 2 kg



Versand	<p>Versand : Weltweit Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie abweichende Versandmodalitäten wie z.B. Expressversand wünschen. Unser Angebot beinhaltet keine Erledigung von Zoll- und Einfuhrmodalitäten. Sie sind zu einer Besichtigung gerne willkommen</p>
Zustand	<p>Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.</p>
Lieferumfang	<p>D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.</p>



GALLERIE

