



[PENTAX EC-380FK2P KOLOSKOP - VIDEOKOLOPSKOP](#)

SKU: L062024

~~2.999,00 €~~ 1.799,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Optisches System : - Blickwinkel: 140° , - Blickrichtung: 0° (Forward viewing)
- Schärfentiefe: 3 to 100 mm

Einführschlauch :

- Aussendurchmesser: 13,2 mm- - Arbeitslänge: 150 cm - Gesamtlänge: 1823 mm

Abwinklungen : - Up180° / Down 180° / Right 160° / Left 160°

Arbeitskanal : Innendurchmesser: 3,8 mm

Kompatibilität : EPK-700, EPK-100p, EPK-1000, EPK-i, EPK-i5000, EPK-i7000, EPK-i7010

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

