



## [PENTAX EC-3890Fi2 KOLOSKOP](#) [VIDEOKOLOSKOP](#)

SKU: E092024

~~5.589,00 €~~ **5.265,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Pentax EC-3890Fi2 ist ein flexibles Endoskop, das in der medizinischen Diagnostik und Therapie eingesetzt wird. Es gehört zur Kategorie der Videoendoskope und wird häufig in der Gastroenterologie, insbesondere bei der Untersuchung des Magen-Darm-Trakts, verwendet. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen des Pentax EC-3890Fi2:

1. **Flexibles Design:** Das Endoskop ist flexibel, was es ermöglicht, enge Kurven im Körper zu durchqueren und verschiedene anatomische Strukturen zu erreichen.
2. **Hohe Bildqualität:** Das EC-3890Fi2 bietet eine hohe Bildauflösung und Klarheit, was für die Diagnose und Beurteilung von Erkrankungen entscheidend ist.
3. **Ergonomisches Handstück:** Das Handstück ist so gestaltet, dass es eine einfache Handhabung ermöglicht, was die Durchführung von Untersuchungen erleichtert.
4. **Beleuchtungssystem:** Integrierte Lichtquellen sorgen für eine optimale Ausleuchtung des Untersuchungsbereichs.
5. **Anpassungsfähigkeit:** Es kann mit verschiedenen Zubehöerteilen und Instrumenten kombiniert werden, um spezifische diagnostische oder therapeutische Verfahren durchzuführen.
6. **Videoausgabe:** Das Endoskop kann an ein Monitor- oder Aufzeichnungssystem angeschlossen werden, um die Untersuchungsergebnisse in Echtzeit anzuzeigen oder aufzuzeichnen.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

