



[PENTAX EC-3890FI2 KOLOSKOPE](#) [VIDEOKOLONOSKOPE](#)

SKU: DQ112023 // CK112023 // DY112023 //
CI032024 // BO032024

~~5.299,00 €~~ 4.555,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

- Durchmesser des Einführschlauchs (mm) : 13,2
- Durchmesser Instrumentierkanal (mm) : 3,8
- Arbeitslänge (mm) : 1500
- Gesamtlänge (mm) : 1823
- Blickwinkel (°) : 140
- Fokus (mm) : 4-100
- Winkelung Auf / Ab (°) : 180 / 180
- Winkelung Rechts / Links (°) : 160 / 160
- Kompatibel mit: EPK-i EPK-i5000 EPK-i7000 EPK-i7010

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

