



[PENTAX EC-3890Fi2 KOLOSKOPE](#) [VIDEOKOLONOSKOPE](#)

SKU: EA082024

~~5.100,00 €~~ **4.680,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Viseokolonoskop](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das PENTAX EC-3890Fi2 ist ein flexibles Endoskop, das in der medizinischen Diagnostik eingesetzt wird, insbesondere in der Gastroenterologie. Es handelt sich um ein hochmodernes Endoskop, das für die Untersuchung des oberen Gastrointestinaltrakts konzipiert ist.

Hier sind einige der Hauptmerkmale des PENTAX EC-3890Fi2:

1. **Flexibilität:** Das Endoskop bietet eine hohe Flexibilität, die es ermöglicht, auch schwer zugängliche Bereiche des Verdauungstrakts zu erreichen.
2. **Bildqualität:** Es ist mit einer hochauflösenden Kamera ausgestattet, die gestochen scharfe Bilder und Videos liefert, was die Diagnose erleichtert.
3. **Ergonomisches Design:** Das Design des Endoskops ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt, um den Komfort für den Arzt und den Patienten zu maximieren.
4. **Breiter Arbeitskanal:** Der Arbeitskanal ermöglicht die Durchführung von therapeutischen Eingriffen während der Untersuchung, wie z.B. Biopsien oder das Entfernen von Polypen.
5. **Lichtquelle:** In der Regel wird eine leistungsstarke Lichtquelle verwendet, um eine optimale Sicht während der Untersuchung zu gewährleisten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

