



PENTAX EC-3890TK (3.8) VIDEO-KOLOSKOP (HD+) - VIDEOKOLOPSKOP

SKU: BE042024

4.999,00 € 3.999,00 €

zzgl. Versandkosten

Zustand: Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

Lagerort: Hamburg



Categories: Flexible Endoskope & Zubehör

PRODUKTBESCHREIBUNG

- 2 Arbeitskanäle
- Aussendurchmesser 13,0 mm
- Arbeitskanal 3,8 und 2,8 mm
- Arbeitslänge 105 cm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 5 kg

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand

innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät

natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern

sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den

Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns

abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern

zu sehen ist.

Lieferumfang D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den

Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.

Zustand



GALLERIE





