



PENTAX ED-3280K // ED 3280 K //
VIDEODUODENOSKOP

SKU: A0042024

~~5.000,00 €~~ **4.522,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Zustand: Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

Lagerort: Hamburg



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Schärfentiefe: 4-60 mm
- Blickwinkel: 100° (retro 15°)
- Einführschlauch- Aussendurchmesser: 10,8 mm
- Einführschlauch - Arbeitslänge: 1250 mm
- Abwinklungen - Up 115° / Down 90° / Right 105° / Left 90°
- Arbeitskanal : - Innendurchmesser: 3,2 mm
- #Kompatibilität EPK-700, EPK-1000, EPK-i, EPK-i5000, EPK-i7000, EPK-i7010

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Versand

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand
innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät
natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



Zustand

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.
D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

Lieferumfang

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



GALLERIE

