



## [PENTAX ED-3490TK VIDEODUODENOSKOP](#)

**SKU:** EV082022-K // BK062023 // EW112025

**4.998,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Pentax ED-3490TK Videoduodenoskop** bietet hochauflösende Bildqualität und präzise Manövrierbarkeit für anspruchsvolle endoskopische Eingriffe im Duodenum. Mit modernster Optik und robustem Design gewährleistet es maximale Sicherheit und Effizienz bei der Diagnostik und Therapie.



---

**Categories:** [Flexible Endoskope & Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Pentax ED-3490TK Videoduodenoskop** ist ein hochmodernes Endoskop, das speziell für die Durchführung von ERCP (Endoskopisch Retrograde Cholangiopankreatikographie) und anderen anspruchsvollen gastroenterologischen Verfahren entwickelt wurde. Es bietet präzise Bildgebung und hervorragende Manövrierbarkeit, um eine sichere und effiziente Untersuchung der Gallenwege und des Pankreas zu gewährleisten.

### Produktmerkmale und technische Details:

- **Optik:** Hochauflösende *ED-Linsen* (Extra-Low Dispersion) sorgen für eine brillante Bildqualität mit scharfen Kontrasten und natürlichen Farben, was eine exakte Diagnostik unterstützt.
- **Flexible Bauweise:** Das ED-3490TK verfügt über einen flexiblen Schaft mit einem kleinen Durchmesser, der eine schonende Einführung und optimale Erreichbarkeit der Zielregion ermöglicht.
- **Kanalgröße:** Der Arbeitskanal mit 4,2 mm Durchmesser erlaubt den Einsatz vielfältiger Instrumente wie Katheter, Stents und Biopsiezangen.
- **Manövrierbarkeit:** Dank der präzisen Steuerung mit vier Richtungen (Up, Down, Left, Right) kann das

Endoskop auch komplexe anatomische Strukturen sicher navigieren.

- **Video- und Lichtsystem:** Integrierte LED-Lichtquelle und hochauflösende Bildübertragung ermöglichen eine klare Visualisierung auch in tiefen, schwer zugänglichen Bereichen.
- **Reinigung und Desinfektion:** Das Design unterstützt eine einfache und sichere Aufbereitung nach höchsten Hygienestandards, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Diagnostik und Therapie bei Erkrankungen der Gallenwege (z. B. Gallensteine, Stenosen)
- Beurteilung und Behandlung von Pankreaserkrankungen
- Entnahme von Gewebeprobe(n) (Biopsien) und Flüssigkeiten
- Platzierung von Stents zur Drainage oder Aufweitung von verengten Strukturen

#### **Vorteile des Pentax ED-3490TK:**

- Exzellente Bildqualität für präzise Diagnosen
- Ergonomisches Design für verbesserten Bedienkomfort
- Hohe Flexibilität und Steuerbarkeit beim Navigieren
- Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer
- Kompatibilität mit modernster Videoendoskopie-Technologie

Das Pentax ED-3490TK Videoduodenoskop stellt eine zuverlässige Lösung für gastroenterologische Fachärzte dar, die höchste Ansprüche an Bildqualität, Funktionalität und Sicherheit bei endoskopischen Eingriffen stellen. Es unterstützt eine präzise Diagnostik sowie effiziente therapeutische Maßnahmen mit minimalinvasivem Zugang.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

### **Versand**

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem

Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

### **Zustand**

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

### **Lieferumfang**

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.





## GALLERIE

